

# 36項目のアレルギーの原因が (アレルゲン)

## 1度の検査でわかります。



食物系アレルゲン  
測定20項目



1. 卵 白



5. ソ バ



9. ダイズ



13. 豚 肉



17. バナナ



2. オボムコイド



6. エ ビ



10. コ メ



14. 鶏 肉



18. キウイ




3. ミルク



7. カ ニ



11. ゴ マ



15. マグロ



19. モ モ



4. コムギ



8. ピーナッツ



12. 牛 肉



16. サ ケ



20. トマト


※血清で約0.5mLです。

キヤノンメディカルダイアグノスティックス株式会社

# 吸入系アレルギー


## 測定16項目

### 花粉



2月～6月

1. スギ



2月～5月

2. ヒノキ



1月～6月

3. ハンノキ



4月～10月

4. オオアワガエリ



4月～10月

5. カモカヤ



4月～6月

6. シラカンバ



8月～10月

7. ブタクサ\*  
(オオブタクサ含む)



8月～10月

8. ヨモギ

### 室内

9. ハウスダスト I    11. イヌ皮膚屑  
10. コナヒョウヒダニ    12. ネコ皮膚屑

### 真菌 (カビ類)

13. アルテルナリア  
14. カンジダ  
15. アスペルギルス

### その他

16. ラテックス

\*「ブタクサ混合物 I」と表されることがあります。

花粉飛散時期の出典: 花粉症環境保健マニュアル2022(環境省)