

# 1度に36項目(48種類)の アレルギー検査ができます。




食物系アレルギー 22項目 (24種類)

通年性アレルギー 7項目 (11種類)



季節性アレルギー 7項目 (13種類)

※血清で約0.5mLです。

キヤノンメディカルダイアグノスティックス株式会社

| 食物系 測定22項目(24種類) |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 卵<br>ミルク         | 卵白・オボムコイド※<br>ミルク                                                                                                                                                                              |
| 穀物<br>ナッツ        | コムギ・ソバ<br>コメ・ダイズ <br>ピーナッツ・ゴマ<br>木の実ミックス <b>MIX</b><br>ヘーゼルナッツ<br>アーモンド<br>クルミ                                |
| 魚類<br>甲殻類        | サバ・マグロ・サケ<br>エビ・カニ                                                                                                                                                                             |
| 肉                | 豚肉・牛肉・鶏肉                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 果物<br>野菜         | トマト <br>モモ・バナナ <br>キウイ  |

※卵白に含まれるタンパク質です。加熱してもアレルギー性を失わない性質を持ちます。

| 通年性 測定7項目(11種類) |                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 家 塵             | ハウスダスト<br>ダニミックス <b>MIX</b><br>ヤケヒョウヒダニ<br>コナヒョウヒダニ                    |
| カビ              | アスペルギルス<br>カンジダ<br>カビミックス <b>MIX</b><br>ペニシリウム<br>クラドスポリウム<br>アルテルナリア  |
| ペット             | イヌ・ネコ皮膚ミックス<br>ネコ皮膚 <b>MIX</b><br>イヌ皮膚                                |
| その他             | ラテックス                                                                |

| 季節性 測定7項目(13種類) |                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1月              | スギ・ヒノキ <br>ハンノキ・シラカンバ                                    |
| 2月              |                                                                                                                                             |
| 3月              |                                                                                                                                             |
| 4月              |                                                                                                                                             |
| 5月              | イネ科ミックス <b>MIX</b><br>ハルガヤ・ギョウギシバ・<br>カモガヤ・オオアワガエリ・<br>ナガハグサ                                                                                |
| 6月              |                                                                                                                                             |
| 7月              |                                                                                                                                             |
| 8月              |                                                                                                                                             |
| 9月              | ヨモギ <br>ブタクサミックス <b>MIX</b><br>ブタクサ<br>ブタクサモドキ<br>オオブタクサ |
| 10月             |                                                                                                                                             |
| 11月             |                                                                                                                                             |
| 12月             |                                                                                                                                             |

花粉飛散時期の出典: 花粉症環境保健マニュアル2022 (環境省)

**MIX**

「〇〇ミックス」ってなに？

1項目に複数のアレルギーが含まれています。各アレルギーの結果は出ませんが、幅広い情報を入手することができます。

陽性：ミックスされている全てまたは一部のアレルギーで陽性。必要に応じて単項目検査を実施します。

陰性：ミックスされている全てのアレルギーが陰性。