


1度に48種類^{*1}の アレルギーの原因がわかります

^{*1} 一部、ミックス項目を含みます。測定アレルゲンは以下で確認ください。



✓ **少量^{*2}の血液で検査**ができます。

^{*2} 血清で約0.5mLとなります。

✓ **特定原材料8品目**

(加工食品への原材料表示義務)

卵・乳・小麦・落花生・エビ・カニ・ソバ・クルミ
すべて検査できます。

測定項目

食物系 24種類		通年性 11種類		季節性 13種類	
卵 ミルク	①卵白 ②オボムコイド ^{*3} ③ミルク	家塵	②⑤ハウスダスト ^{MIX} ダニミックス	1月 2月 3月	③⑥スギ ③⑦ヒノキ ③⑧ハンノキ ③⑨シラカンバ
	④コムギ ⑤ソバ ⑥コメ ⑦ダイズ ⑧ピーナッツ ⑨ゴマ		②⑥ヤケヒョウヒダニ ②⑦コナヒョウヒダニ		
穀物 ナッツ	⑩ヘーゼルナッツ ⑪クルミ ⑫アーモンド		②⑧アスペルギルス ②⑨カンジダ	4月 5月 6月	④⑩イネ科ミックス ^{MIX} ④⑩ハルガヤ ④⑪ギョウギシバ ④⑫カモガヤ ④⑬オオアワガエリ ④⑭ナガハグサ
	⑬サバ ⑭マグロ ⑮サケ ⑯エビ ⑰カニ	カビ	④⑩カビミックス ^{MIX} ④⑩ペニシリウム ④⑪クラドスポリウム ④⑫アルテルナリア		
魚類 甲殻類	⑮サケ ⑯エビ ⑰カニ		④⑬イヌ・ネコ皮膚ミックス ^{MIX} ④⑬ネコ皮膚 ④⑭イヌ皮膚	7月 8月 9月	④⑮ヨモギ ^{MIX} ④⑯ブタクサミックス ^{MIX} ④⑯ブタクサ ④⑰ブタクサモドキ ④⑱オオブタクサ
肉類	⑱牛肉 ⑲鶏肉 ⑳豚肉	ペット	④⑭ラテックス	10月 11月 12月	
果物 野菜	⑲トマト ⑲モモ ⑲バナナ ⑲キウイ				

^{*3} 卵白に含まれるタンパク質です。加熱してもアレルゲン性を失わない性質をもちます。

MIX 「〇〇ミックス」ってなに？

1項目に複数のアレルゲンが含まれています。各アレルゲンの結果はできませんが、幅広い情報を入手できます。

陽性：ミックスされている全て、または一部のアレルゲンが陽性。必要に応じて単項目検査を実施します。

陰性：ミックスされている全てのアレルゲンが陰性。