

2020年7月13日

各位

日立化成ダイアグノスティックス・システムズ株式会社

ACCURUN®シリーズ新型コロナウイルス抗体関連製品発売のお知らせ

日立化成ダイアグノスティックス・システムズ株式会社(本社：東京中央区、取締役社長：柳田誠)は、米国 SeraCare Life Sciences 社が製造、販売している ACCURUN®シリーズおよび AccuSet™ パネルシリーズのラインナップに、新型コロナウイルス抗体製品を追加しましたので、お知らせいたします。

記

1. ACCURUN® Anti-SARS-CoV-2 Reference Material Kit

- ・ SARS-CoV-2 抗体検査の測定値の信頼性を高めるための精度管理用コントロールです
- ・ 2-8°C保存の液状製品です
- ・ 製造から2年間使用可能です

1) ACCURUN® Anti-SARS-CoV-2 Reference Material Kit シリーズ 1000

- ・ 製品コード：2015-0222
- ・ 容量：陽性 6mL(3mL×2)、陰性 6mL(3mL×2)→陽性、陰性各2本 計4本が1セット

2) ACCURUN® Anti-SARS-CoV-2 Reference Material Kit シリーズ 2000

- ・ 製品コード：2015-0225
- ・ 容量：陽性 6mL(3mL×2)、陰性 6mL(3mL×2)→陽性、陰性各2本 計4本が1セット

シリーズ 1000、2000 に適合する試薬につきましては、SeraCare 社の取扱説明書をご参照いただくか弊社までお問い合わせください。上記以外の ACCURUN® Anti-SARS-CoV-2 Reference Material Kit についてもご相談可能です。

2. AccuSet™ SARS-CoV-2 Performance Panel

- ・ SARS-CoV-2 抗体パネル血清/血漿です
- ・ SARS-CoV-2 抗体測定データを添付しております
- ・ 製品コード：0820-0410
- ・ 容量：陽性 10mL(1mL×10)、陰性(1mL×1)→陽性 10本、陰性 1本が1セット

3. 本件に関するお問い合わせ先

<https://www.hitachi-chem-ds.co.jp/contact/index.html>

(弊社 Web サイトお問い合わせページより)

製品の詳細情報につきましては弊社 Web サイト内「医療関係者の皆様へ」をご参照ください。

以上