

2026年5月

お客様各位

キヤノンメディカルダイアグノスティックス株式会社

## ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント測定キット

### 製造販売承認取得のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社は、ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント（NT-proBNP）のラテックス免疫比濁法を用いた測定キット「デタミナーL X NT-proBNP」につきまして、体外診断用医薬品としての製造販売承認を取得いたしましたので、謹んでご案内申し上げます。

NT-proBNPは、BNPと同様に、心不全の有無や重症度、将来的な予後を評価する上で有用なマーカーです。血中にはBNPとNT-proBNPが1：1で分泌されることから、両者には高い相関性があることが報告されています。また、NT-proBNPはBNPに比べ血中で分解されにくく半減期が長いため、検体の保存安定性に優れているという特徴があります。

従来、NT-proBNP項目は免疫自動分析装置で測定されておりましたが、今般、当社では、他の血液測定にも使用されている生化学汎用自動分析装置に対応した製品、血清検体中のNT-proBNP測定キット「デタミナーL X NT-proBNP」を開発いたしました。本キットにより、約10分間での測定が可能となります。

NT-proBNP測定の新たな選択肢として、貴施設の診療にお役立ていただけましたら幸いに存じます。今後とも、より一層のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

#### 【製品概要】

一般的名称	ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメントキット
販売名	デタミナーL X NT-proBNP
製造販売承認番号	30800EZX00020000

#### 【本件に関するお問い合わせ先】

キヤノンメディカルダイアグノスティックス株式会社

営業統括本部 営業企画管理部 電話番号 03-6219-7602

以上